


# BPS510

*BP-S510, kullanıcı dostu bir çalışma sağlar sofistike bir tasarıma sahiptir. Gelişmiş işlevselliği, anestezi sonrası bakım, acil cerrahi, endoskopi, acil servis ve daha fazlasını içeren geniş bir kullanım çeşitliliği için mükemmel yapar.*



- 10,4" yüksek çözünürlüklü TFT ekran
- 4-6 dalga formu, Büyük yazı tipi,
- Tüm parametrelerin 24 saatlik nümerik ve tablo trend özelliği
- Hastanenin tüm alanlarında kullanım imkanı
- Hafif ve kopmak tasarım
- Yetişkin, Pediatrik ve Yeni doğan kullanım
- Dahili Batarya
- Merkezi monitör sistemine bağlantı imkanı
- Güçlü işlevler ile Dijital izleme
- Düşük güç tüketimi ve düşük arıza oranı
- Ani güç kaybından sonra otomatik kaydetme
- Ağ işlevi Standart: EKG, Resp, NIBP, SpO2, TEMP, HR
- Opsiyonel: Printer, çift TEMP, ETCO2, Tek \ Çift IBP.
- Nellcor SPO2 teknolojisi.
- Colin ® NIBP teknolojisi.




# HBP2070-3

- 7 inç yüksek çözünürlüklü TFT ekran
- Transportta kullanılabilir, bataryalı
- 3 dalga formu, Büyük yazı tipi,
- Yetişkin, Pediatrik ve Yeni doğan kullanım
- Güçlü işlevler ile Dijital izleme
- Düşük güç tüketimi ve düşük arıza oranı
- Ani güç kaybından sonra otomatik kaydetme
- Ağ işlevi Standart: EKG, Resp, NIBP, SpO2, TEMP, HR
- Nellcor SPO2 teknolojisi.
- Colin ® NIBP teknolojisi.

# T105 -1



- Yüksek hızlı kan basıncı ,Monitör HBP-T105 işlevi , personel için zaman kazandırır stresi azaltır ve hasta konforunu artırır
- Otomatik olarak hasta için daha rahat bir ölçüm deneyim sonuçlar, kontrol eder.
- Sesli alarm sesleri gibi sorunlar ortaya çıktığında ölçüm görsel bir gösterge görüntüler.
- Otomatik zamanlanmış kan basıncı ölçümleri
- Alınan son 400 ölçümleri saklar.
- Tek bir düğmeye basit bir itme ile, önceki ölçümleri gözden geçirebilirsiniz.
- NIBP ölçümü etkinleştirmek için bir ana buton.
- Ölçümleri okumak için, ekran ergonomik pozisyonu.
- Kan basıncı almak için bir düğme operasyonu
- Yeni COLIN kan basıncı modülü Yüksek Hızda fonksiyonu ile donatılmıştır
- Herhangi bir çaba olmadan kolay görüntüleme için yenilikçi 40 derece açılı görüntüleme,
- Nellcor SPO2 teknolojisi.
- Colin ® NIBP teknolojisi



# EKG 406i

- 4.3 inç yüksek çözünürlüklü TFT ekran
- 3/6 Kanal kayıt yapabilme yorumlu EKG

