



www.bmtmedikal.com.tr



Ürün Katalođu

“sađlık teknolojisindeki son nokta”



www.bmtmedikal.com.tr



ÜRÜNLERİMİZ

- HASTABAŞI MONİTÖRLERİ
- EKG CİHAZLARI
- PULSEOKSİMETRELER
- FETAL MONİTÖRLER
- ENJEKTÖR POMPALARI
- İNFÜZYON POMPALARI
- KÜVÖZ VE FOTOTERAPİ
- DEFİBRİLATÖRLER
- İNVAZİV KABLolar, İBP KABLolar
- ELEKTRO KOTER AKSESUARLARI
- İSİ PROBLARI
- EKG KABLO , EKG LEAD
- SPO2 PROB
- SPO2 KABLO
- NİBP MANŞON , ADAPTOR ve HORTUMLARI
- OKSİJEN SENSÖRLER, FLOW SENSÖRLER
- VENTİLATÖRLER
- ANESTEZİ CİHAZLARI
- NEMLENDİRİCİLER
- VENTİLATOR AKSESUARLARI


Invasive blood pressure (IBP) and cardiac output (CO)

1.6 Invasive blood pressure (IBP) and cardiac output (CO)	
1.6.1 IBP & CO Hemo Pods	
A Hemo2 Pod	4319435
B Hemo4 Pod	4315961
<p>Hemodynamic monitoring organizer that provides a one cable connection to the monitor for cardiac output, 2 temperatures and 2 invasive pressures (Hemo4 Pod 4315961: 4 invasive pressures). Includes electronic labels for the pressures and controls for pressure zeroing, wedge pressure calculation and cardiac output start. Including:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Universal pressure transducer mounting plate - Universal pole mount - Pod connection cable, 3.0 m (9.8 ft). 	
C HemoMed Pod	5588822
<p>Hemodynamic monitoring organizer that provides a one cable connection to the monitor for cardiac output and 4 invasive pressures. Includes controls for pressure zeroing, wedge pressure calculation and cardiac output start. Including:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Universal pressure transducer mounting plate - Universal pole mount - HemoMed connection cable, 3.0 m (9.8 ft). 	
<p>HemoMed connection cable, 3.0 m (9.8 ft) 5591925 HemoMed connection cable, 5.0 m (16.4 ft) 5591933 Pod communication cable to monitor.</p>	

Gamma / Gamma XL
 Gamma X XL
 Delta / Delta XL
 Kappa
 Kappa XLT
 Vista
 Vista XL




Invasive blood pressure (IBP) and cardiac output (CO)



1.6.2 IBP Hemo Pod adapters & plates	
A	Hemo Pod adapter, 10-pin 3375958 Adapter block to connect S400/S700/S900/S1200 pressure transducer cables (with 10-pin orange connectors) to the Hemo Pods. One adapter for each Hemo2 Pod and two for each Hemo4/HemoMed Pod.
B	Hemo Pod adapter, Abbott/Medex 5196998 Adapter to connect Abbott/Medex pressure transducers to the Hemo Pods. One adapter for each Hemo2 Pod and two for each Hemo4/HemoMed Pod.
C	Hemo Pod adapter, Edwards 5196980 Adapter to connect Edwards pressure transducers to the Hemo Pods. One adapter for each Hemo2 Pod and two for each Hemo4/HemoMed Pod.
D	Hemo Pod adapter, Ohmeda 3375941 Adapter block to connect Ohmeda (Spectramed) reusable and disposable pressure transducers to the Hemo Pods. One adapter for each Hemo2 Pod and two for each Hemo4/HemoMed Pod.
E	Hemo Pod adapter, Memscap (Capto/SensoNor), 7-pin 4329160 Adapter block to connect Memscap (Capto/SensoNor) and other pressure transducer cables with 7-pin connectors to the Hemo Pods. One adapter for each Hemo2 Pod and two for each Hemo4/HemoMed Pod.
F	Hemo transducer plate, Abbott/Transpac IV, 5 pcs. 7270460 For Hemo2 and Hemo4 Pods Holds Abbott Transpac IV transducers.

Invasive blood pressure (IBP) and cardiac output (CO)





1.6.3 IBP Y-cables & adapters	
A IBP adapter, 10-pin to 7-pin	3368383
Connects pressure transducer cables (with 10-pin orange connectors) to Infinity configured monitors with 7-pin shielded input connectors.	
B IBP Y-adapter, 7-pin	5592147
For transducers with 7-pin connectors. Cannot be used simultaneously with HemoMed Pod.	
C IBP Y-adapter, 10-pin	5731281
For transducers with 10-pin connectors. Cannot be used simultaneously with HemoMed Pod.	
D IBP intermediate Y-cable, Abbott, 3.7 m (12.1 ft)	5206573
For use with Infinity monitors with the second invasive pressure option.	
E IBP Y-cable adapter, 10-pin to 7-pin	5588095
Connects pressure transducer cables (with 10-pin orange connectors) to 7-pin shielded input connectors. For use with Infinity configured monitors.	
F IBP intermediate Y-cable, Edwards, 3.7 m (12.1 ft)	5206607
For use with Infinity configured monitors with the second invasive pressure option.	


Minimal Invasive cardiac output accessories - Infinity PICCO Pod

1.7 Minimal Invasive cardiac output accessories - Infinity PICCO Pod	
A Infinity PICCO Pod	MS17441
Includes 3.0 m (9.8 ft) interface cable to monitor and universal pole mount.	
CO thermistor cable	MS16919
CO catheter cable	MS16918
CO intermediate cable	MS16916
Hemo Pod adapter, 10 pin	3375958
Pulsion to 10-pin cable	MS16920

Gamma / Gamma XL
 Gamma X XL
 Delta / Delta XL
 Kappa
 Kappa XLT
 Vista
 Vista XL



PICCO flow chart



TAMİR BAKIM ONARIM

0216 518 65 45-46

01010101000101010001010100011010010011

01010101000101010001010100011010010011

www.bmtmedikal.com.tr

BMT Medikal olarak her marka ve model tıbbi cihazların teknik servis ve bakımı yapılır.



www.bmtmedikal.com.tr



*Bu katalogta bahsedilen ürünler, logolar ve şirket isimleri başka firmaların ticari markaları olabilir. Bu durum yukarıda adı geçen markaların Bmt Medikal ile herhangi bir yakınlığı veya onayı olarak algılanmamalıdır. Bu dokümanda verilen bilgiler dikkatlice kontrol edilmiş ve doğruluğuna inanılmıştır. Sürekli ürün gelişimi adına, Bmt Medikal bu dokümanda ve tarif edilen üründe uyarı ve bilgilendirme yapmadan değişiklikler ve gelişmeler yapma hakkını saklı tutar.



www.bmtmedikal.com.tr



BMT MEDİKAL SİST. VE ÜRÜNL. SAN. ve DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.
Aydınevler Mah. İskele Sk. No:13/1 Maltepe-İstanbul - TURKEY
Tel: 0216 518 65 45 - 46 Fax: 0216 518 65 47
e-mail: info@bmtmedical.com web: www.bmtmedical.com