


www.bmtmedical.com



“sağlık teknolojisindeki son nokta”

GT9000 M Hastabaşı Monitör

- 8,4 inç yüksek çözünürlüklü TFT ekran
- 9 dalga formu
- Büyük yazı tipi, Türkçe menü
- Tam ekran gösteren 7 lead grafik
- Güçlü işlevler ile Dijital izleme
- Düşük güç tüketimi ve düşük arıza oranı
- Ani güç kaybından sonra otomatik kaydetme
- Anti yüksek frekanslı electrostome ve defibrilasyon
- Arayüz, kalp pili ile kullanılabilir
- Hasta bilgi yönetimi fonksiyonu , yaş, cinsiyet, boy, kilo vb gibi
- Ağ işlevi Standart: EKG, Resp, NIBP, SpO2, TEMP, HR
- Opsiyonel: Yazıcı, çift TEMP, ETCO2, Tek \ Çift IBP.



GT9003 F Hastabaşı Monitör

- 15 inç Yüksek çözünürlüklü (1024 * 708), büyük TFT ekran
 - Yapılandırılabilen dalga formu
 - Yazıyüzünde büyük gösterme özelliği
- Çok dil destekli : Türkçe, İngilizce, Rusça ve İspanyolca vs
 - Yüksek hızlı Ethernet, merkezi monitör sistemi bağlanma
 - Uzun zaman parametre veri kayıt ve inceleme
 - Büyük kapasiteli NIBP veri kayıt ve inceleme
 - Büyük kapasiteli ALARM veri kayıt ve inceleme
 - Opsiyonel aritmik analiz fonksiyonu
- Hasta bilgi yönetimi fonksiyonu , yaş, cinsiyet, boy, kilo vb gibi
 - Ağ işlevi Standart: EKG, Resp, NIBP, SpO2, TEMP, HR
 - Opsiyonel: Yazıcı, çift TEMP, ETCO2, Tek \ Çift IBP.





www.bmtmedical.com

en iyi sonuçlar



GT9000 F Hastabaşı Monitor

- 10,4 inç yüksek çözünürlüklü TFT ekran
- 9 dalga formu
- Büyük yazı tipi, Türkçe menü
- Tam ekran gösteren 7 lead grafik
- Güçlü işlevler ile Dijital izleme
- Düşük güç tüketimi ve düşük arıza oranı
- Ani güç kaybından sonra otomatik kaydetme
- Anti yüksek frekanslı electrotome ve defibrilasyon
- Arayüz, kalp pili ile kullanılabilir
- Hasta bilgi yönetimi fonksiyonu , yaş, cinsiyet, boy, kilo vb gibi
- Ağ işlevi Standart: EKG, Resp, NIBP, SpO2, TEMP, HR
- Opsiyonel: Yazıcı, çift TEMP, ETCO2, Tek \ Çift IBP.



GT9003 B Hastabaşı Monitor

- 15 inç Yüksek çözünürlüklü (1024 * 708), büyük TFT ekran
- Yapılandırılabilen dalga formu
- Yazıyüzünde büyük gösterme özelliği
- Çok dil destekli : Türkçe, İngilizce, Rusça ve İspanyolca vs
- Yüksek hızlı Ethernet, merkezi monitör sistemi bağlanma
- Uzun zaman parametre veri kayıt ve inceleme
- Büyük kapasiteli NIBP veri kayıt ve inceleme
- Büyük kapasiteli ALARM veri kayıt ve inceleme
- Opsiyonel aritmik analiz fonksiyonu
- Hasta bilgi yönetimi fonksiyonu , yaş, cinsiyet, boy, kilo vb gibi
- Ağ işlevi Standart: EKG, Resp, NIBP, SpO2, TEMP, HR
- Opsiyonel: Yazıcı, çift TEMP, ETCO2, Tek \ Çift IBP.



GT9003 D Hastabaşı Monitor

- 12 inç Yüksek çözünürlüklü (1024 * 708), büyük TFT ekran
- Çok dil destekli : Türkçe, İngilizce, Rusça ve İspanyolca vs
- Yapılandırılabilen dalga formu
- Yüksek hızlı Ethernet, merkezi monitör sistemi bağlanma
- Uzun zaman parametre veri kayıt ve inceleme
- Büyük kapasiteli NIBP veri kayıt ve inceleme
- Büyük kapasiteli ALARM veri kayıt ve inceleme
- Opsiyonel aritmik analiz fonksiyonu
- Hasta bilgi yönetimi fonksiyonu , yaş, cinsiyet, boy, kilo vb gibi
- Ağ işlevi Standart: EKG, Resp, NIBP, SpO2, TEMP, HR
- Opsiyonel: Yazıcı, çift TEMP, ETCO2, Tek \ Çift IBP.



PM 300 Pulseoksimetre

- 1.8 inch LCD Ekran
- RTC (Gerçek Zamanlı Saat)Ekran
- Arka Ekran Işığı ve Güç Tasarrufu İçin Otomatik Kapanma Fonksiyonu
- SpO2 ve Nabız Ölçümü
- Eş Zamanlı SpO2 Dalga Formu ve Numerik Gösterim
- Uzun Batarya Ömrü – 4AA veya Ni-MH Şarj Edilebilir Batarya ile 50 Saate Kadar
- Yüksek Kapasiteli veri Depolama
- Saklama Tekrar İzleme ve Yazdırım için Pc'ye Transfer
- Ekrandan Son 10 Dakikalık Nabız Atımı ve SpO2 Trend Grafiği İzleme
- Nellcor ve BCI DB9 Sensör Uyumlu
- Nabız Sesi
- Sesli ve Görsel Alarm Kabiliyeti



İnfüzyon Pompası SK 600 IB (Set Bağımsız)

- Toplam İnfüzyon miktarı :1~9999ml
- Doğruluk: $\pm 5 \cdot 81$ "
- KVO oranı:1ml/h, (KVO) hız
- Alarm fonksiyonu:İnfüzyon tamamlanması, tıkanıklığı, hava kabarcığı, düşük pil, anormal AC güç kaynağı, kurulum hatası.
- İnfüzyon artışla :1ml/h
- Uygulanabilir infüzyon setleri: Set bağımsız
- Uygulanabilir infüzyon hacmi:1~9999ml
- Batarya:Şarj edilebilir lityum pil,7.4V 1650mAh

SN 50 F6 MODEL SET BAĞIMSIZ ENJEKTÖR POMPASI (ÇİFT KANAL)

- Çift Kanal Kullanım
- Set Bağımsız , her marka enjektör ile uyumlu
- 6 Saat Dahili Batarya
- Tıkanıklık Alarmı
- 20-30-50 cc Kullanım
- Bolus Modu
- 0.1-1500 ml/h İnfüzyon Hızı
- KVO modu
- Anti bolus özelliği
- Hedef hacim ayarlayabilme



SN 50 C6 MODEL SET BAĞIMSIZ ENJEKTÖR POMPASI(TEK KANAL)

- Tek Kanal Kullanım
- Set Bağımsız , her marka enjektör ile uyumlu
- 6 Saat Dahili Batarya
- Tıkanıklık Alarmı
- 20-30-50 cc Kullanım
- Bolus Modu
- 0.1-1500 ml/h İnfüzyon Hızı
- KVO modu
- Anti bolus özelliği
- Hedef hacim ayarlayabilme



SN 50 C6 T MODEL SET BAĞIMSIZ ENJEKTÖR POMPASI - DİJİTAL

- Tek Kanal Kullanım
- Digital panel
- Set Bağımsız , her marka enjektör ile uyumlu
- 6 Saat Dahili Batarya
- Tıkanıklık Alarmı
- 20-30-50 cc Kullanım
- Bolus Modu
- 0.1-1500 ml/h İnfüzyon Hızı
- KVO modu
- Anti bolus özelliği
- Hedef hacim ayarlayabilme



EFOR VE EKG KABLOLARI




Quinton
Kablo-1



Quinton
Kablo-2




Quinton
Kablo-3



Quinton
Kablo-4



Quinton
Kablo-5



Quinton
Kablo-5



Quinton
Lead-1



Quinton
Lead-3



Quinton
X-Ray



OKSİJEN SENSÖRLERİ



Oksijen
Sensörü

- SIEMENS
- DRAEGER
- GE
- DATEX OHMEDA
- MAQUET

EKG, SPO2 KABLolar



**Disposable
SPO2**



**Reusable
SPO2**



**SPO2
Arakablo**




**EKG
Kablo-1**



**EKG
Kablo-2**




**EKG
Kablo-3**



**EKG
Kablo-4**



**EKG
Kablo-5**



**EKG
Kablo-6**



**Koter
Kablo**




**Tansiyon
Manşonu**




Forceps



EKG KONNEKTÖRLER




TEKNİK SERVİS



Marka ve model gözetmeksizin tüm tıbbi cihazlarınıza garantili teknik servis hizmeti verilmektedir.



Elektronik kart arızaları uzman ekibimiz tarafından yapılmaktadır.



www.bmtmedical.com



BMT MEDİKAL SİST. VE ÜRÜNL. SAN.ve DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
Mektep caddesi Karatay Sokak Tuna Apt. No:7/6
Küçükyalı / İstanbul / TÜRKİYE Tel:02165186545-46
Fax: 0216 518 65 47 e-mail : info@bmtmedikal.com

www.bmtmedical.com