



[www.bmtmedikal.com.tr](http://www.bmtmedikal.com.tr)



## Ürün Katalođu

“sađlık teknolojisindeki son nokta”



[www.bmtmedikal.com.tr](http://www.bmtmedikal.com.tr)

## ÜRÜNLERİMİZ

- HASTABAŞI MONİTÖRLERİ
- EKG CİHAZLARI
- PULSEOKSİMETRELER
- FETAL MONİTÖRLER
- ENJEKTÖR POMPALARI
- İNFÜZYON POMPALARI
- KÜVÖZ VE FOTOTERAPİ
- DEFİBRİLATÖRLER
- İNVAZİV KABLolar, İBP KABLolar
- ELEKTRO KOTER AKSESUARLARI
- İSİ PROBLARI
- EKG KABLO , EKG LEAD
- SPO2 PROB
- SPO2 KABLO
- NİBP MANŞON , ADAPTOR ve HORTUMLARI
- OKSİJEN SENSÖRLER, FLOW SENSÖRLER
- VENTİLATÖRLER
- ANESTEZİ CİHAZLARI
- NEMLENDİRİCİLER
- VENTİLATÖR AKSESUARLARI



## Misyon

BMT MEDİKAL olarak misyonumuz, meslek ahlaki ile sosyal sorumluluğunun bilincinde deneyimli ve güçlü teknik servis ekibiyle ameliyathane ve yoğun bakım cihazları başta olmak üzere tüm tıbbi cihazlara teknik servis ve satış hizmeti vermek. Tüm uygulamalarında bilimsel etik ilkeleri benimseyerek uygulamak ve bu doğrultuda “referans bir şirket” olma özelliği sürdürmek.




www.bmtmedikal.com.tr

## Vizyon

İhtiyaçlarınızı takip ederek, modern çağın yüksek standartlardaki ürünlerini, insan sağlığı ve müşteri memnuniyeti temelini esas alarak, uluslararası kalite standartlarında çözüm ortaklığı yapmak. Bu amaç doğrultusunda, verdiğimiz hizmetleri, en yüksek kalitede, kanıta dayalı ve standart olarak sunmayı hedefliyoruz.

## Müşteri Memnuniyeti ve Kararlılık

Şirketimiz için, en önemli başarı göstergelerinden biri müşteri memnuniyetidir. Bunun için, bizden hizmet alan müşterilerimizin memnuniyetini sistemli olarak izleyecek ve elde ettiğimiz sonuçları, sunduğumuz hizmetleri geliştirmekte kullanıyoruz. Müşterilerimize karşı en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak da, maliyetlerimizi ve verimliliğimizi etkin olarak yönetip, yüksek kalitemizden ödün vermeden, hizmetlerimizin uygun fiyatlarla sunulmasını sağlamaktır.



## BPS 510

BP-S510, kullanıcı dostu bir çalışma sağlar sofistike bir tasarıma sahiptir. Gelişmiş işlevselliği, anestezi sonrası bakım, acil cerrahi, endoskopi, acil servis ve daha fazlasını içeren geniş bir kullanım çeşitliliği için mükemmel yapar.



- 10,4" yüksek çözünürlüklü TFT ekran
- 4-6 dalga formu, Büyük yazı tipi,
- Tüm parametrelerin 24 saatlik nümerik ve tablo trend özelliği
- Hastanenin tüm alanlarında kullanım imkanı
- Hafif ve kopmak tasarım
- Yetişkin, Pediatrik ve Yeni doğan kullanım
- Dahili Batarya
- Merkezi monitör sistemine bağlantı imkanı
- Güçlü işlevler ile Dijital izleme
- Düşük güç tüketimi ve düşük arıza oranı
- Ani güç kaybından sonra otomatik kaydetme
- Ağ işlevi Standart: EKG, Resp, NIBP, SpO2, TEMP, HR
- Opsiyonel: Printer, çift TEMP, ETCO2, Tek \ Çift IBP
- Nellcor SPO2 teknolojisi.
- Colin NIBP teknolojisi.

MONİTÖRLER

www.bmtmedikal.com.tr




## HBP 2070

- 7 inç yüksek çözünürlüklü TFT ekran
- Transportta kullanılabilir, bataryalı
- 3 dalga formu, Büyük yazı tipi,
- Yetişkin, Pediatrik ve Yeni doğan kullanım
- Güçlü işlevler ile Dijital izleme
- Düşük güç tüketimi ve düşük arıza oranı
- Ani güç kaybından sonra otomatik kaydetme
- Ağ işlevi Standart: EKG, Resp, NIBP, SpO2, TEMP, HR
- Nellcor SPO2 teknolojisi.
- Colin NIBP teknolojisi.

# T 105

- Yüksek hızlı kan basıncı ,Monitör HBP-T105 işlevi , personel için zaman kazandırır stresi azaltır ve hasta konforunu artırır
- Otomatik olarak hasta için daha rahat bir ölçüm deneyim sonuçlar, kontrol eder.
- Sesli alarm sesleri gibi sorunlar ortaya çıktığında ölçüm görsel bir gösterge görüntüler.
- Otomatik zamanlanmış kan basıncı ölçümleri
- Alınan son 400 ölçümleri saklar.
- Tek bir düğmeye basit bir itme ile, önceki ölçümleri gözden geçirebilirsiniz.
- NIBP ölçümü etkinleştirmek için bir ana buton.
- Ölçümleri okumak için, ekran ergonomik pozisyonu.
- Kan basıncı almak için bir düğme operasyonu
- Yeni COLIN kan basıncı modülü Yüksek Hızda fonksiyonu ile donatılmıştır
- Herhangi bir çaba olmadan kolay görüntüleme için yenilikçi 40 derece açılı görüntüleme,
- Nellcor SPO2 teknolojisi.
- Colin NIBP teknolojisi



www.bmtmedikal.com.tr

# EKG 406İ

- 4.3 inç yüksek çözünürlüklü TFT ekran
- 3/6 Kanal kayıt yapabilme yorumlu EKG



# M SERİSİ EKG

## 08 MD3 VE MD

### 3 VE 12-KANALLI, GRAFİK EKРАНLI EKG

08 MD modelleri, basit ve kolay bir şekilde hasta verileri girmeye olanak veren alfa-numerik klavye ile açıkça farkedilir. Ekran , tercih edilen profil, uygulanan filtreler vs. ile ilgili tüm önemli bilgileriyle birlikte seçilmiş olan EKG kanalını gösterir. İleriki zamanlar için diyagnostiklerin yükseltme olanağı vardır.



#### ÖNEMLİ ÖZELLİKLER

- ◇ 1-kanallı LCD ekran
- ◇ Alfa-numerik klavye
- ◇ 112 mm çıktı

#### İŞLEVSELLİK

- ◇ Yüksek sinyal kalitesi için oto-adaptif filtreler
- ◇ Kayıp göstergede görünür.
- ◇ Otomatik, manuel ve kullanıcı-tanımlı profiller
- ◇ Batarya ve elektrik şebekesi ile çalışma

#### BAĞLANTILAR VE YÜKSELTMELER

- ◇ Bilgisayar yazılımına bağlantı (08 Win yükseltmesi ve ERGO II yükseltmesi)
- ◇ Vakum elektrot sistemine bağlantı
- ◇ Diyagnostikleri yükseltme (Ekran üzerindeki metin yolu ile analiz ve metin yorumlama dahildir.)

#### Mevcut modeller

08 MD3 ECG: Sipariş No. C08MD3.001V120  
 08 MD3 ECG diyagnostikleriyle birlikte: Sipariş No. C08MD3.002V120  
 08 MD ECG: Sipariş No. C08MD.001V120  
 08 MD ECG diyagnostikleriyle birlikte Sipariş No. C08MD.002V120

#### Standart aksesuarlar

Elektrot seti, EKG jeli, hasta kablosu, güç kablosu ve kağıt rulo (112 mm/25 m)

#### Yapılabilen yükseltmeler

08 MD3 ECG , yi diyagnostikleriyle birlikte 08 MD3 ECG , ye yükseltme modülü: Sipariş No. C008.132V100  
 08 MD ECG ' yi diyagnostikleriyle birlikte 08 MD ECG ' ye yükseltme: Sipariş No. CB008.170v100  
 08 Win yükseltmesi (Dahil olanlar: Win yazılımı ve seri iletişim kablosu) / Sipariş No. C008.063  
 08 Ergo yükseltmesi (08 ECG 'leri için) (Dahil olanlar: Ergo yazılımı, yapışkanlı değiştirilebilir elektrot için hasta kablosu, 210 adet yapışkan değiştirilebilir elektrot, seri iletişim kablosu) / Siparışı No. C008.099v303  
 08 Ergo II yükseltmesi (08 ECG 'leri için) (Dahil olanlar: PC arayüz seri kablosu, USB serl redüksiyon, ergo hasta kablosu, 210 adet yapışkanlı tek kullanımlık elektrot, yazılım, donanım anahtarı) / Sipariş No. C008.202v100

# S SERİSİ EKG

## 08 SD3 VE SD6

### 3 VE 6-KANALLI, GRAFİK EKRANLI EKG

08 S-Serisi EKG ' leri kolay taşınabilirlikleri ve uzun dönem batarya modunda çalışabilmeleriyle çok iyi bilinirler. LCD ekranı seçilen bir kanalı ve kağıt hızı, amplitüd vs. gibi diğer ilişkili bilgileri gözlemlemeye imkan vermektedir. Diğer tüm EKG ' lerde olduğu gibi, tek dokunmayla çalıştırma ve kolay kullanım menüsü sayesinde kullanım konforu sağlanmaktadır.

#### ÖNEMLİ ÖZELLİKLER

- ◇ 1-kanallı LCD ekran
- ◇ 58mm çıktı
- ◇ Batarya ve elektrik şebekesi ile çalışma
- ◇ Portatif

#### İŞLEVSELLİK

- ◇ Yüksek sinyal kalitesi için oto-adaptif filtreler
- ◇ Kayıp göstergede görünür.
- ◇ Otomatik, manuel ve kullanıcı-tanımlı profiller
- ◇ Alfa-numerik klavye
- ◇ Kalp pili tespiti

#### BAĞLANTILAR VE YÜKSELTMELER


- ◇ Bilgisayar yazılımına bağlantı (08 Win yükseltmesi ve ERGO II yükseltmesi)
- ◇ Vakum elektrot sistemine bağlantı
- ◇ Diyagnostikleri yükseltme (Analiz ve metin yorumlama dahildir)

#### Mevcut modeller

08 SD3 ECG: Sipariş No. C08SD3.001v120  
 08 SD3 ECG diyagnostikleriyle birlikte: Sipariş No. C08SD3.002v120  
 08 SD6 ECG: Sipariş No. C08SD.001v120  
 08 SD6 ECG diyagnostikleriyle birlikte: Sipariş No. C08SD.002v120

#### Standart aksesuarlar

Elektrot seti, EKG jeli, hasta kablosu, güç kablosu ve kağıt rulo (58mm/25m)



# H 100 B

## PULSEOKSİMETERE

- LCD Ekran
- RTC (Gerçek Zamanlı Saat)Ekran
- Arka Ekran Işıığı ve Güç Tasarrufu İçin Otomatik Kapanma Fonksiyonu
- SpO2 ve Nabız Ölçümü
- Eş Zamanlı SpO2 Dalga Formu ve Numerik Gösterim
- Uzun Batarya Ömrü – 50 Saate Kadar
- Yüksek Kapasiteli veri Depolama
- Saklama Tekrar İzleme ve Yazdırım için Pc'ye Transfer
- Ekrandan Son 10 Dakikalık Nabız Atımı ve SpO2 Trend Grafiği İzleme
- Nellcor Sensör Uyumlu
- Nabız Sesi
- Sesli ve Görsel Alarm Kabiliyeti
- Otomatik kapanma
- Yetişkin / Pediatrik / Neonatal Mod Seçimi



# EEG KABLOLAR




- Mor
- Sarı
- Kırmızı
- Gri
- Mavi
- Siyah
- Beyaz
- Yeşil
- Pembe
- Turuncu
- Kahverengi
- Açık Mavi

[www.bmtmedikal.com.tr](http://www.bmtmedikal.com.tr)

tedavi'deki  
yardımcılarınız...

## CADENCE BASIC



FETAL MONİTÖR

- Kompakt ve hafif tasarım
- Okunması kolay LED nümerik ekran
- Uzun ömürlü ve yüksek çözünürlüklü dahili termal yazıcı (Z-Fold yazıcı kağıdı -112 mm)
- Kağıt bittiği zaman son 15 dakikalık raporu hafızada tutup sonradan yazdırabilme
- Yüzeysel olarak tasarlanmış su geçirmez TOCO probu
- Otomatik olarak fetal hareket tespiti
- Opsiyonel olarak DECG ve IUP parametreleri ekleyebilme
- Veri yönetimi için dahili yazılım
- İkiz FHR için Sinyal Örtüşme Doğrulaması
- Yüksek hassasiyetli, su geçirmez multi-kristalli FHR transdüser
- 2-4 saat sürekli çalışma için dahili şarj edilebilir batarya
- 12 saat hafıza



# FETAL TRANSDUCERS



HP/Philips  
Ultrasound

Compatible monitors:  
1350A, Viridia Series 50 XM  
Comes in a button and clip style  
(button style pictured)

OEM P/N: M1356A  
AIV P/N: FM10835

Connector  
RED




HP/Philips  
Tocodynamic

Compatible monitors:  
M1350A, Viridia Series 50 XM  
Comes in a button and clip style  
(clip style pictured)

OEM P/N: M1355A  
AIV P/N: FM10841

Connector  
TAN



GE/Corometrics  
Ultrasound  
Water Resistant

Compatible monitors:  
116, 118, 120, 340 Tel

OEM P/N: 5700 LAX (belt style)  
5700 HAX (button style)

AIV P/N: FM10833 (belt style)  
FM10834 (button style pictured)

Connector  
BLUE



GE/Corometrics  
Tocodynamic  
Water Resistant

Compatible monitors:  
115, 116, 118, 120, 145, 150, 151, 155, 340 Tel

OEM P/N: 2264 LAX (belt style)  
2264 HAX (button style)

AIV P/N: FM10839 (belt style pictured)  
FM10840 (button style)

Connector  
WHITE



# SK 600 IB



Toplam İnfüzyonmiktarı	:1~9999ml
Doğruluk	:±5
KVO oranı	:1ml/h, (KVO) hız
İnfüzyonartışla	:1ml/h
Uygulanabilir infüzyonsetleri	: Set bağımsız
Uygulanabilir infüzyonhacmi	:1~9999ml
Batarya	:Şarj edilebilir lityum pil,7.4V 1650mAh
Alarm fonksiyonu	:İnfüzyon tamamlanması, tıkanıklığı, hava kabarcığı, düşük pil, anormal AC güç kaynağı, kurulum hatası.

# SN 50 F6

- Tüm marka enjektörler ile hatasız çalışabilme
- Aynı anda farklı akış hızlarında bağımsız iki kanal infüzyon
- 10, 20, 30, 50 mL kapasiteli enjektörler ile çalışabilme
- %2 den az hata oranı
- Otomatik enjektör kalibrasyonu
- 6 saat kullanılabilir şarj edilebilir dahili batarya
- 3 seviyeli tıkanıklık alarm limiti ayarlayabilme
- Basınç alarmı oluştuğunda otomatik olarak geri çekerek basınç düşürme
- KVO ve BOLUS fonksiyonu
- Gelişmiş görsel ve sesli uyarı sistemi
- 0,1 -1500 ml/saat aralığında infüzyon akış hızı ayarlayabilme
- Hedef hacim sınırlayabilme
- Giden toplam hacim izleyebilme
- PC data aktarımı ve güncelleme için RS232 portu



## SN 50 C6



- Tüm marka enjektörler ile hatasız çalışabilme
- 10, 20, 30, 50 mL kapasiteli enjektörler ile çalışabilme
- %2 den az hata oranı
- Otomatik enjektör kalibrasyonu
- 6 saat kullanılabilir şarj edilebilir dahili batarya
- 3 seviyeli tıkanıklık alarm limiti ayarlayabilme
- KVO ve BOLUS fonksiyonu
- Gelişmiş görsel ve sesli uyarı sistemi
- 0,1 -1500 ml/saat aralığında infüzyon akış hızı ayarlayabilme
- Hedef hacim sınırlandırabilme
- Giden toplam hacim izleyebilme
- PC data aktarımı ve güncelleme için RS232 portu
- 500 adet geçmiş bilgi kaydı
- Basınç alarmı oluştuğunda otomatik olarak geri çekerek basınç düşürme

## SN 50 C6 T6



- Tek Kanal Kullanım
- Digital panel
- Set Bağımsız , her marka enjektör ile uyumlu
- 6 Saat Dahili Batarya
- Tıkanıklık Alarmı
- 20-30-50 cc Kullanım
- Bolus Modu
- 0.1-1500 ml/h Infüzyon Hızı
- KVO modu
- Anti bolus özelliği
- Hedef hacim ayarlayabilme



## YP-90 YOĞUN BAKIM KÜVÖZÜ

- \* Servo kontrollü hava modu
- \* Çift cidarlı kabin (opsiyonel)
- \* Dokunmatik membran tuş takımı
- \* Trendelenburg ve ters trendelenburg
- \* Gelişmiş alarm sistemi
- \* Röntgen kaseti koyma yeri (opsiyonel)
- \* Dahili bebek terazisi (opsiyonel)
- \* Uluslararası ISO ve CE belgeleri



KÜVÖZLER

www.bmtmedikal.com.tr

## YP-90 A YOĞUN BAKIM KÜVÖZÜ



- \* Servo kontrollü hava ve cilt modu
- \* Çift cidarlı kabin (opsiyonel)
- \* Dokunmatik membran tuş takımı
- \* Dolaplı stand
- \* Trendelenburg ve ters trendelenburg
- \* Gelişmiş alarm sistemi
- \* Röntgen kaseti koyma yeri (opsiyonel)
- \* Elektronik yükseklik ayarı (opsiyonel)
- \* Dahili bebek terazisi (opsiyonel)
- \* Uluslararası ISO ve CE belgeleri



## YP-970 YOĞUN BAKIM KÜVÖZÜ

- \* Servo kontrollü hava ve cilt modu
- \* Servo kontrollü nem ve oksijen modülleri
- \* Çift cidarlı kabin
- \* Dokunmatik membran tuş takımı
- \* Dolaplı stand
- \* Trendelenburg ve ters trendelenburg
- \* Gelişmiş alarm sistemi
- \* Röntgen kaseti koyma yeri (opsiyonel)
- \* Elektronik yükseklik ayarı (opsiyonel)
- \* Dahili bebek terazisi (opsiyonel)
- \* Uluslararası ISO ve CE belgeleri



www.bmtmedikal.com.tr

## XHZ 90L Led Fototerapi

YÜKSEK YOĞUNLUKLU LED FOTOTERAPİ

- \* Fototerapi süresini gösteren sayaç
- \* Başlık kısmı sağa sola – yukarı aşağı ayarlanabilir
- \* Yüksekliği ayarlanabilir
- \* Mobil ve her küvöze uygun
- \* Bebeğe üstten fototerapi tedavisi uygulanabilir
- \* Küvöz üzeri kullanım özelliği
- \* 5000 saat LED ömrü
- \* Kolay Taşınabilme
- \* Küvöz dışında fototerapi tedavisi uygulayabilme
- \* Dört tekerlekli



# SPO2 PROBLAR

**Yetişkin, Pediatrik, Neonatal hastalarda kullanım için konforlu ve hassas tek kullanımlık spo2 problemleri.**

Tek kullanımlık pulseoksimetreproblemleri, uzun süreli monitörizasyon veya hastalık bulaşma riskini yüksek olduğu durumlarda kullanım için idealdir.

Latex içermez ve endüstriyel standartlara uyarak biyouyumluluk sağlar.

Doğruluk %90-%100 arasında  $\pm 1$ ; %70-%89 arasında 4-2'dir. Faraday kafesi ekranlaması çevreden gelen manyetik etkileşimi azaltmakta ve ölçüm esnasında probun hassasiyetini artırmaktadır.

DISPOSABLE

www.bmtmedikal.com.tr

## MICROFOAM TİP



## MEDAPLAST TİP



## VELCRO FASTEN TİP



## ÜRÜNE ÖZGÜ MARKA SEÇENEKLERİ


**DRAEGER, MINDRAY, NELLCOR, NELLCOR OXIMAX,  
GE HEALTHCARE, PETAŞ, NONIN, SCHILLER, NIHON KOHDEN,  
SPACELABS.**



www.bmtmedical.com


specialty for getting  
and transferring signals

## Neonatal / Adult Oxygen Sensor



Contains: 1 piece

- Compatible:
- BCI oximeters
  - CSI oximeters
  - Datascope patient
  - Datex patient monitor
  - Ohmeda oximeters
  - Dolphin oximeters
  - Nonin oximeters
  - Nellcor oximeters
  - Nihon Kohden patient monitor
  - Novamatrix patient monitor
  - Palco oximeters



CE 0123

IPX1

Rx Only

Importer:

**BMT MEDİKAL SİST. VE ÜRÜNL. SAN.ve DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.**  
Küçükyalı - İstanbul / TÜRKİYE Tel: 0216 518 65 45 - 46  
Fax: 0216 518 65 47 e-mail : info@bmtmedical.com



LOT

REF



# IBP SETLER

DISPOSABLE URUNLER



## HEMODİNAMİK BASINÇ TAKİP SETLERİ (ABBOTT, EDWARDS, UTAH, BD)

### DISPOSABLE ENTERAL FEEDING SET


### Damla Ayar Seti



### İnfüzyon Setleri



# IBP KABLolar




www.bmtmedikal.com.tr

## sağlıklı yaşam teknolojileri



# BIPOLAR FORCEPSLER

KOTER AKSESUARLARI





# güvenilir sađlık ekipmanları

## ISI PROBLARI




## KÜVÖZ ISI PROBLARI

DRAEGER, DAVID, ATOM, AIR SHIELDS,



## HASTABAŞI MÖNİTÖRÜ ISI PROBLARI

**DRAEGER, MINDRAY, NELLCOR, NELLCOR OXIMAX,  
GE HEALTHCARE, PETAŞ, NONIN, SCHILLER, NIHON KOHDEN,  
SPACELABS, GUOTENG, COLIN, PHILIPS, GOLDWAY.**



[www.bmtmedikal.com.tr](http://www.bmtmedikal.com.tr)



# EKG KABLolar

EKG KABLolar



EKG KABLO 10 LEAD BANANA




EKG KABLO 10 LEAD BANANA



PHILIPS TRIM EKG KABLO 10 LEAD BANANA

www.bmtmedikal.com.tr



## HER MARKA VE MODEL EKG CİHAZI İÇİN KABLO SEÇENEKLERİ



EKG KABLO 10 LEAD



EKG KABLO 10 LEAD QUINTON



EKG KABLO 10 LEAD BANANA



EKG KABLO 10 LEAD




EKG KABLO 10 LEAD ÇİTÇİT



EKG KABLO 10 LEAD KISKAÇ



EKG KABLO 10 LEAD BANANA




EKG KABLO 10 LEAD BANANA

# EKG KABLolar

## HASTABAŞI MÖNİTÖRÜ EKG LEAD ÇEŞİTLERİ

DRAEGER, MINDRAY, NELLCOR, GE HEALTHCARE, PETAŞ,  
NONIN, SCHILLER, NIHON KOHDEN, SPACELABS, GUOTENG,  
COLIN, PHILIPS, GOLDWAY.

EKG LEAD ÇEŞİTLERİ





# en kapsamlı sağlık



# teknolojik ekipmanları

[www.bmtmedikal.com.tr](http://www.bmtmedikal.com.tr)



[www.bmtmedikal.com.tr](http://www.bmtmedikal.com.tr)

# SPO2 KABLOLAR

SPO2 KABLOLAR

www.bmtmedikal.com.tr



			<p><b>NELLCOR</b></p> <p>DB9 dişi &gt; DOC 10, 14 kutuplu mavi konektör, 2.4 m  <b>NELLCOR Prob</b>                      NELLCOR OXIMAX &gt; NELLCOR</p>
			<p>DB9 dişi &gt; DB9 erkek, mavi konektör, 2.4 m  <b>NELLCOR Prob</b>                      NELLCOR OXIMAX &gt; NELLCOR</p>
			<p>DB9 dişi &gt; DB9 erkek, mavi konektör, 0.2 m  <b>NELLCOR Prob</b>                      NELLCOR OXIMAX &gt; NELLCOR</p>
			<p><b>NEWTECH SOLARIS</b></p> <p>DB9 dişi &gt; Redel 6 pim, 40° çentikli, yeşil kablo koruyucu, 2.4 m  <b>NEWTECH SOLARIS Prob</b></p>
			<p><b>NIHON KOHDEN</b></p> <p>DB9 NK dişi &gt; NK 15 pim, mavi konektör, 2.4 m  <b>NIHON KOHDEN Prob</b></p>
			<p><b>NIHON KOHDEN OXPAL</b></p> <p>DB9 dişi &gt; 3M 20 pim mavi konektör, 2.4 m  <b>NIHON KOHDEN Prob</b></p>
			<p><b>NIHON KOHDEN</b></p> <p>DB9 NK dişi &gt; NK 14 pim mavi menekşe konektör, 2.4 m  <b>NELLCOR OXIMAX Prob</b></p>
			<p><b>NONIN</b></p> <p>DB9 dişi &gt; DB9 erkek siyah konektör, 2.4 m, <b>NONIN Prob</b></p>



**HER MARKA VE MODEL SPO2 KABLO SEÇENEKLERİ.**



www.bmtmedikal.com.tr



# SPO2 PROBLAR



**RNS**  
 Çok Kullanımlık-Neonatal Dolamalı Yumuşak  
 Sensör  
 Kablo Uzunluğu: 0.9 m veya 3.0 m  
 Uygulama: Neonatal 1-4 kg  
 Uygulama Alanı: Neonatal / ayak



**RYS**  
 Çok Kullanımlık -Y Sensör  
 Kablo Uzunluğu: 0.9 m veya 3.0 m  
 Uygulama: Yetişkin > 40 kg; Pediatrik 10 - 40 kg;  
 Infant 3-15 kg; Neonatal 1-4 kg  
 Uygulama Alanı: Yetişkin ve Pediatrik işaret  
 parmağı veya diğer parmak; Infant/ ayak baş  
 parmağı; Neonatal / ayak

REUSABLE

www.bmtmedikal.com.tr

HER MARKA VE MODEL SPO2 PROB SEÇENEKLERİ



# TANSİYON MANŞONLARI



<p>Single Tube Cuffs</p>	<p><b>BP12</b></p> <p>CAS 740-750, Criticare 508, Datascope Accutor Plus &amp; Passport 2, Philips / HP, Siemens, Spacelabs.</p>	<p><b>BP03</b></p> <p>BCI, Colin, Datascope, Passport XG and Expert, Nihon Kohden, Lifescope 9&amp;12, Welch Allyn Vital Signs, Atlas</p>	<p><b>BP02</b></p> <p>Welch Allyn Vital Signs, Atlas</p>	<p><b>BP18</b></p> <p>Welch Allyn Protocol Propaq</p>
	<p><b>BP202</b></p> <p>Critikon, Dinamap, Criticare 507, Invivo Research, MDE, Nihon Kohden Lifescope L, Spacelabs</p>	<p><b>BP1718</b></p> <p>Datex Ohmeda</p>	<p><b>BP1818</b></p> <p>GE Medical Eagle 4000, Tram 100/200/300</p>	
<p>Double Tube Cuffs</p>				

# TANSİYON HORTUMLARI




# NIBP KONNEKTÖRLER




# OKSİJEN SENSÖRLERİ



## Oxygen Sensors



# FLOW SENSÖRLERİ



[www.bmtmedikal.com.tr](http://www.bmtmedikal.com.tr)



# YOĞUN BAKIM ÇÖZÜMLERİ

## (yetişkin / adult)

### VENTILATÖRLER

#### TEKNİK BİLGİLER

Patient type

Ventilation settings

Ventilation mode

Adult, Pediatric, Neonatal (optional)

- IPPV, IPPV<sup>Assist</sup> (CMV, CMV<sup>Assist</sup>)
- SIMV, SIMV<sup>ASB</sup> (SIMV, SIMV/<sup>P</sup>supp)
- MMV, MMV<sup>ASB</sup> (MMV, MMV/<sup>P</sup>supp)
- BIPAP<sup>1</sup>, BIPAP<sup>1</sup><sup>ASB</sup>, BIPAP<sup>1</sup><sup>Assist</sup> (PCV+, PCV+/<sup>P</sup>supp, PCV+<sup>Assist</sup>)
- APRV
- CPAP, CPAP<sup>ASB</sup> (CPAP, CPAP/<sup>P</sup>supp)
- ILV
- PPS (optional)\*

Enhancements

- AutoFlow™ – Automatic adaptation of inspiratory flow in volume controlled modes
- ATC™ – Automatic Tube Compensation (optional)



# (yenidođan / neonatal)



[www.bmtmedikal.com.tr](http://www.bmtmedikal.com.tr)





## HER MARKA VE MODEL AMELİYATHANE DONANIMLARI

**SAĐLIĐINIZ İÇİN HER ZAMAN  
EN İYİSİNİ DÜŐÜNÜRÜZ...**

**SON MODEL GELİŐMİŐ  
TIBBİ CİHAZLAR**

[www.bmtmedikal.com.tr](http://www.bmtmedikal.com.tr)



# AKSESUARLAR


AKSESUARLAR



[www.bmtmedikal.com.tr](http://www.bmtmedikal.com.tr)



# KONNEKTÖR & SENSÖRLER



[www.bmtmedikal.com.tr](http://www.bmtmedikal.com.tr)



**HER MARKA VE MODEL  
AKSESUAR YEDEK PARÇALARI  
MEVCUTTUR.**



# TAMİR BAKIM ONARIM

## 0216 518 65 45-46

www.bmtmedikal.com.tr

**BMT Medikal olarak her marka ve model tıbbi cihazların teknik servis ve bakımı yapılır.**



\*Bu katalogta bahsedilen ürünler, logolar ve şirket isimleri başka firmaların ticari markaları olabilir. Bu durum yukarıda adı geçen markaların Bmt Medikal ile herhangi bir yakınlığı veya onayı olarak algılanmamalıdır. Bu dokümanda verilen bilgiler dikkatlice kontrol edilmiş ve doğruluğuna inanılmıştır. Sürekli ürün gelişimi adına, Bmt Medikal bu dokümanda ve tarif edilen üründe uyarı ve bilgilendirme yapmadan değişiklikler ve gelişmeler yapma hakkını saklı tutar.

# TEKNİK HİZMETLER



## Ameliyathane

Anestezi Cihazları  
Ameliyat Masaları  
Ameliyat Lambaları  
Medikal Monitörler  
Aspirasyon-Irrigasyon Cihazları  
Genel Cerrahi Optikleri  
Ortopedik Motorlar, Genel Cerrahi Motorları  
Fiber Kablolar  
Elektrokoterler



## Yoğun Bakım

Ventilatör Cihazları  
Hasta Başı Monitörleri  
Ekg Cihazları  
Defibrilatör Cihazları  
Serum ve Şırınga Pompaları



## Genel

Soğuk Işık Kaynakları  
Elektronik Sedyeler  
Mekanik Sedyeler  
SpO2 Cihazları  
Hasta Yatakları  
Ördek- Sürgü Yıkama ve Dezenfeksiyon Cihazları  
Fetal Monitörler  
Capnograf

# sağlık'ta profesyonel adımlar...

# BİYOMEDİKAL DANIŞMANLIK



## Biomedical Therapy

### Tıbbi Cihaz Satın Alımı

Sağlık kuruluşu ve kullanıcı talepleri doğrultusunda piyasa araştırmaları yapılır. Firma, maliyet, teknik hizmetler ve kalite gibi özellikler değerlendirilerek uygun görülen cihazlar için teklifleri de içeren bir rapor hazırlanır. Cihazların demo çalışmaları organize edilir.

### Hastanelere Biyomedikal Departmanı Kurulumu

Hastanelerde Biyomedikal Departmanı kurulumu için ihtiyaç duyulacak personel, cihaz ve ekipmanların temini sağlanır. Departmanın dünya standartlarında çalışması için gerekli prosedürler oluşturulur.

### Biyomedikal Kalite Çalışmaları

Hastane genelinde alınması planlanan kalite belgesi doğrultusunda Biyomedikal Departmanı kalite prosedürlerinin oluşturulması, indikatörlerin belirlenmesi, ilgili form ve çizelgelerin hazırlanması faaliyetlerini kapsar.



[www.bmtmedikal.com.tr](http://www.bmtmedikal.com.tr)



**BMT MEDİKAL SİST. VE ÜRÜNL. SAN.ve DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.**  
Mektep Caddesi Karatay Sokak Tuna Apt. No:7/6  
Küçükyalı / İstanbul / TÜRKİYE Tel:02165186545-46  
Fax: 0216 518 65 47 e-mail : [info@bmtmedical.com](mailto:info@bmtmedical.com)